



Bescherm jezelf en anderen

Bent je het beu om als hygiënist telkens opnieuw dingen te moeten herhalen en steeds weer dezelfde argumenten te moeten gebruiken? Doorbreek dan de sleur: bij B. Braun kun je terecht voor slimme hulpmiddelen en bewustmakingstools. Makkelijk aanpasbare presentaties helpen je om van jouw handhygiëncampagne een succes te maken.

Artikelnummer	Artikelomschrijving
3908493	Automatische dispenser 500 / 1000 ml
3908480	Handbediende dispenser 500 / 1000 ml incl. accessoires
3908481	Handbediende dispenser 500 / 1000 ml incl. NHS-accessoires
3908452	Handbediende dispenser 500 / 1000 ml
3908453	Lekbak
3908454	Armhendel (roestvrij staal)
3908459	Universele bevestigingsplaat
3908471	NHS-bevestigingsplaat

B. Braun Medical B.V. | +31 (0)412 67 24 11 | customercare.nl@bbraun.com | www.bbraun.nl

De informatie in deze communicatie is strikt vertrouwelijk, kan bedrijfsinformatie omvatten en is alleen bedoeld voor gebruik door de geadresseerde. Het is eigendom van de afzender van deze informatie. Ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of kopiëren van deze communicatie of een deel daarvan is ten strengste verboden en kan onwettig zijn.

V08/2023



De slimme dispenser

Alles en nog meer wat je van een moderne dispenser kan verwachten

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

Moderne dispensertechnologie

B. Braun heeft een moderne dispensertechnologie. Onze dispensers hebben een indicator van het vloeistofpeil en een inklapbare fles die het opruimen vergemakkelijkt. De lucht vrije fles beperkt het besmettingsrisico tot het minimum. De dispenser kan bovendien gepersonaliseerd worden en er kan een slim systeem voor nalevingsmonitoring aan toegevoegd worden.

Monitoringmodule



Flessen

- Opvouwbare fles: vermindert het afvalvolume met 85%
- 100% recycleerbare kunststof
- Airless-pomp: geen luchtaanzuiging, geen besmetting, extra veilig
- Gebruiksklare wegwerppomp

**Kan worden aangevuld met een systeem voor nalevingsmonitoring*

GESLOTEN SYSTEEM
Voor 500 en 1000 ml

SAMENDRUKBARE FLACON:

- Vermindering van het afvalvolume met 85%
- Minder overblijvend product
- 100% recycleerbaar

VERGRENDELBAAR
Aan twee kanten voor extra veiligheid

NIVEAU-INDICATOR
Goed zichtbaar aan beide kanten

EENVOUDIGE MONTAGE
Universele bevestigingsplaat

LUCHTVRIJ SYSTEEM
Extra veilig: geen luchtuitwisseling, geen besmettingsrisico

REGELBARE DOSERING
0,6, 1,5, 3 ml volume

MODULAIR SYSTEEM
Optioneel met opvangbak, hendel en systeem voor het monitoren van de naleving

PERSONALISEERBAAR
Ruimte voor berichten en campagnes

GEMAKKELIJK SCHOON TE MAKEN
Vaatwasserbestendig (60 °C)

DRAAISCHIJF
Één systeem voor alle producten: ontsmetting, wassen & verzorging

