

Introcan Safety[®] 3

Intraveneuze katheter zonder bijspuitpoort
met bloedcontrole septum


Voordelen voor gebruikers:

- Minder prikaccidenten¹
- Efficiënter inbrengen^{2,3}
- Minder blootstelling aan bloed tijdens inbrengen en hanteren^{2,3}
- Vermindert kathetergerelateerde complicaties

Meervoudig bloedcontrole septum

Voorkomt blootstelling aan bloed

- bij het inbrengen van de katheter;
- bij elke disconnectie.




Passief veiligheidsmechanisme wordt automatisch geactiveerd.




Dubbele flashback technologie


- Naald flashback bevestigt dat de naald in de ader zit.
- Katheter flashback bevestigt plaatsing van de katheter.





Naald flashback



Katheter flashback



Introcan Safety® 3	Gauge	Katheterlengte (mm)	Katheter ø (mm)	Flow rate (ml / min)	Aantal per box	Artikelnummer
	■ 24	19	0.7	22	50	4251127-01
	■ 22	25	0.9	35		4251128-01
	■ 20	25	1.1	65		4251129-01
	■ 20	32	1.1	60		4251130-01
	■ 18	32	1.3	105		4251131-01
	■ 18	45	1.3	100		4251132-01
	■ 16	32	1.7	195		4251136-01
	■ 16	50	1.7	185		4251133-01
	■ 14	32	2.2	325		4251135-01
	■ 14	50	2.2	310		4251134-01

Introcan Safety® 3	Gauge	Katheterlengte (mm)	Katheter ø (mm)	Flow rate (ml / min)	Aantal per box	Artikelnummer
	■ 20	50	1.1	22	50	4251137-01

REFERENTIES

1. Tosini W, Ciotti C, Goyer F, Lolom I, L'Heriteau F, Abiteboul D, et al. Needlestick Injury Rates According to Different Types of Safety-Engineered Devices: Results of a French Multicenter Study. *Infect Control Hosp Epidemiol.* 2010 Apr;31(4):402-7
2. Haeseler G, Hildebrand M, Fritscher J. Efficacy and base of use of an intravenous catheter designed to prevent blood leakage: a prospective observational trial. 2015. *J Vasc Access:* 1-4.
3. Cooper D, Whitfield M.D, Newton D, Chiarella J, Machaczek KK. Introduction of a non-ported peripheral intravenous catheter with multiuse blood control septum offers improvements in the overall efficiency of the procedure and is clinically well accepted. *Int. J of Healthcare Techn and Mgmt.* January 2016; 1-20.

B. Braun Medical B.V. | +31 (0)412 67 24 11 | customercare.nl@bbraun.com | www.bbraun.nl

De informatie in deze communicatie is strikt vertrouwelijk, kan bedrijfsinformatie omvatten en is alleen bedoeld voor gebruik door de geadresseerde. Het is eigendom van de afzender van deze informatie. Ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of kopiëren van deze communicatie of een deel daarvan is ten strengste verboden en kan onwettig zijn. De genoemde producten zijn medische hulpmiddelen. Lees voor gebruik altijd eerst de gebruiksaanwijzing.